

## ปฏิบัติการที่ 2

### เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ (Vernier calipers and Micrometer)

#### วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่าที่ละเอียดของวัตถุต่าง ๆ โดยการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ในการวัด


#### ทฤษฎี

การวัดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการศึกษาทางฟิสิกส์ ปัจจุบันมีหน่วยการวัดหลายระบบแต่ระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ระบบวัดระหว่างชาติ ที่เรียกว่า SI unit ในปฏิบัติการนี้จะเลือกศึกษาเฉพาะระบบ SI เท่านั้น ในการวัดสิ่งของต่างๆ ต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับงานที่จะวัด เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทดลองนั้น จึงควรศึกษาการใช้เครื่องมือวัดให้เข้าใจ

#### 2.1 การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

เมื่อต้องการวัดความยาว ความสูง หรือความลึกของวัตถุขนาดไม่ใหญ่มากนัก และต้องการความแม่นยำมากกว่าใช้ไม้บรรทัดหรือไม้เมตร เมื่อใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ใดๆก็ตามผลการวัดยังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่ด้วยเหมือนเดิม

ลักษณะเวอร์เนียคาลิปเปอร์เป็นดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 เวอร์เนียคาลิปเปอร์

บริเวณ c d ใช้วัดระยะภายนอก บริเวณ e f ใช้วัดระยะภายใน (เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อกลม) และบริเวณ g ใช้วัดความสูง ปกติจำนวนช่องของสเกลหลักจะน้อยกว่าจำนวนช่องบนสเกลเวอร์เนียอยู่ 1 ช่องเสมอ ตามสมการ

$$(N-1)S = NV$$


$$\text{หรือ} \quad S - V = \frac{S}{N} \quad (1)$$

เมื่อ  $S$  คือ ระยะห่างหรือความยาว 1 ช่อง บนสเกลหลัก

$V$  คือ ระยะห่างหรือความยาว 1 ช่อง บนสเกลเวอร์เนีย

$N$  คือ จำนวนช่องทั้งหมดบนสเกลเวอร์เนีย

สมการที่ 1 เป็นสมการบอกความละเอียดของเวอร์เนียร์ สมการนี้ยิ่งน้อยแสดงว่าเวอร์เนียร์มีความละเอียดมาก เช่น ถ้า  $S - V$  หรือ  $\left(\frac{S}{N}\right)$  เท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร แสดงว่าเวอร์เนียร์วัดได้ถึงทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยมิลลิเมตร




รูปที่ 2 ส่วนประกอบเวอร์เนียคาลิเปอร์

#### ส่วนประกอบของเวอร์เนียคาลิเปอร์


- ตำแหน่ง ① เรียกว่า ปากวัด ใช้หนีบวัตถุที่ต้องการวัดขนาด
- ตำแหน่ง ② เรียกว่า ปากวัด ใช้วัดขนาดภายในของวัตถุ
- ตำแหน่ง ③ เรียกว่า แกน G ใช้วัดความลึก
- ตำแหน่ง ④, ⑤ เรียกว่า สเกลหลัก เป็นสเกลไม้บรรทัดธรรมดา ซึ่งเป็นเซนติเมตร(mm) และนิ้ว (inch)
- ตำแหน่ง ⑥ เรียกว่า สเกลเวอร์เนียร์ ซึ่งจะเลื่อนไปมาได้บนสเกลหลัก
- ตำแหน่ง ⑦ เรียกว่า สกรู ใช้ยึดสเกลเวอร์เนียร์ให้ติดกับสเกลหลัก
- ตำแหน่ง ⑧ เรียกว่า ปุ่ม ใช้กดเลื่อนสเกลเวอร์เนียร์ไปบนสเกลหลัก

#### ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์


ความละเอียดของสเกลเวอร์เนียร์แต่ละชนิด ขึ้นกับจำนวนช่องที่แบ่งบนสเกลเวอร์เนียร์ เช่น ถ้าแบ่ง 10 ช่อง ค่าละเอียดจะเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร ถ้าแบ่ง 20 ช่อง ค่าละเอียดจะเท่ากับ 0.05 มิลลิเมตร และถ้าแบ่ง 50 ช่อง ค่าละเอียดก็จะเท่ากับ 0.02 มิลลิเมตร เป็นต้น โดยทั่วไปหลักการแบ่งช่องสเกลเวอร์เนียร์จะคล้ายกัน ก็จะสามารถอ่านสเกลของเวอร์เนียร์ชนิดอื่นๆ ได้



ก. เมื่อขีดศูนย์ตรงกัน



ข. เมื่อขีดที่ 1 ตรงกัน



ค. เมื่อขีดที่ n ตรงกัน


**รูปที่ 3** สเกลของเวอร์เนียร์ที่มี 10 ช่อง และมีระยะ 1 ช่อง เท่ากับ 0.9 มิลลิเมตร

ถ้าให้  $s$  เป็นความยาว 1 ช่องของสเกลหลัก  $v$  เป็นความยาว 1 ช่องของสเกลเวอร์เนียร์ และ  $n$  เป็นจำนวนช่องบนสเกลเวอร์เนียร์ ถ้าเริ่มให้ขีดศูนย์ของสเกลทั้งสองตรงกัน ตามรูป 3 ก. ขีดที่  $n$  (10) ของสเกลเวอร์เนียร์จะตรงกับขีดที่  $(n-1)$  ของสเกลหลัก ส่วนขีดอื่นๆ ระหว่างขีดทั้งสองจะไม่ตรงกัน ถ้าเลื่อนสเกลเวอร์เนียร์ (คือเลื่อนปากวัด D) ไปทางขวา โดยให้ขีดที่ 1 ของสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดที่ 1 ของสเกลหลัก สเกลเวอร์เนียร์จะเลื่อนไปเป็นระยะ  $(S-V)$  เวอร์เนียร์ตามตัวอย่างรูป 3 มีค่า  $S = 1.0$  มิลลิเมตร  $V = 0.9$  มิลลิเมตร นั่นคือ  $(S-V) = 1.0 - 0.9 = 0.1$  มิลลิเมตร ถ้าเลื่อนสเกลเวอร์เนียร์ให้ขีดอื่นของสเกลทั้งสองตรงกัน เช่น ขีดที่ 6 ตรงกัน แสดงว่าสเกลเวอร์เนียร์เลื่อนไปเป็นระยะ  $6(S-V) = 6(0.1) = 0.6$  มิลลิเมตร ถ้าเลื่อนจนกระทั่งขีดที่  $n$  ของสเกลทั้งสองตรงกัน จะเห็นว่า ขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์จะตรงกับขีดที่ 1 ของสเกลหลักพอดี นั่นคือ สเกลเวอร์เนียร์เลื่อนไปเป็นระยะทางเท่ากับ  $s$  ดังนั้น

$$n(S-V) = s$$

$$S-V = \frac{s}{n} \tag{2}$$

ระยะ  $(S-V)$  คือระยะสั้นที่สุดที่อ่านได้จากเครื่องวัด เป็นระยะที่เวอร์เนียร์เลื่อนไปจนขีดที่ 1 ของเวอร์เนียร์ตรงกับขีดของสเกลหลัก ค่านี้ คือ ค่าน้อยที่สุดที่อ่านจากเครื่องวัด (Least count) หรือเป็นความละเอียดของเครื่องวัด ซึ่งมีค่าเท่ากับ  $\frac{s}{n}$  และเป็นค่าคงตัว สำหรับเวอร์เนียร์ตามตัวอย่างข้างต้น จะมีความละเอียด = 0.1 มิลลิเมตร



ก. เมื่อขีดศูนย์ตรงกัน

ข. เมื่ออ่านค่าละเอียด

ค. เมื่อขีดสุดท้ายตรงกัน

รูป 4 สเกลเวอร์เนียที่มี  $n = 20$  และมีระยะ 1 ช่องเท่ากับ 1.95 มิลลิเมตร

เวอร์เนียชนิดที่มี 20 ช่อง และมีความละเอียด 0.05 มิลลิเมตร เป็นแบบที่อ่านสเกลได้ง่ายและชัดเจนกว่าแบบแรก เพราะมีความกว้างของระยะ 1 ช่องบนสเกลเวอร์เนียมากกว่าแบบแรก โดยมีความยาวทั้งหมดของสเกลเวอร์เนีย 39 มิลลิเมตร และเอาระยะ 39 มิลลิเมตร มาแบ่งเป็น 20 ช่อง กว้างเท่าๆ กันดังรูป 4 ก. ระยะ 1 ช่องของสเกลเวอร์เนียจะเท่ากับ  $= 1.95$  มิลลิเมตร ซึ่งกว้างกว่าระยะ 1 ช่องบนสเกลหลัก ในกรณีนี้ ค่าละเอียดที่สุดของเวอร์เนียจะอ่านได้เมื่อขีดที่ 1 ของสเกลเวอร์เนียตรงกับขีดที่ 2 ของสเกลหลัก ซึ่งก็คือระยะ  $2S-V$  นั่นเอง ดังรูป 4 ข. และเมื่อขีดที่ 20 (หรือขีดที่  $n$ ) ของสเกลเวอร์เนีย ตรงกับขีดที่ 40 ของสเกล ดังรูป 4 ค. ระยะที่สเกลเวอร์เนีย เลื่อนไปบนสเกลหลักจะเท่ากับ 1 มิลลิเมตร หรือ  $1s$  ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งจะเห็นว่า ค่าละเอียดจะหาได้จากอัตราส่วน เช่นเดียวกับแบบแรก

$$n(2S-V) = s$$

หรือ

$$2S-V = \frac{s}{n} \quad (3)$$


#### ลำดับการอ่านค่าจากการวัด

1. ก่อนใช้เวอร์เนียต้องตรวจสอบว่ามีค่าความละเอียดของเวอร์เนีย (least count) มีค่าเท่าใด โดยดูจากตัวเลขที่เขียนไว้บนสเกลเวอร์เนีย หรืออาจจะคำนวณจากสูตร  $\text{least count} = \frac{1}{n}$
2. ดูว่าขีดที่ศูนย์ของสเกลเวอร์เนียอยู่ที่ตำแหน่งใดศูนย์บนสเกลหลัก แล้วอ่านค่าบนสเกลหลักในหน่วยเซนติเมตรหรือนิ้ว ตามหน่วยที่เราต้องการ
3. ใช้นิ้วหัวแม่มือดันสเกลเวอร์เนียที่ตำแหน่งที่ ⑧ (ดังรูป 4) กางออก ให้พอที่ปากของเวอร์เนียหนีบวัตถุที่ต้องการวัดให้พอดี แล้วบันทึกค่า ที่ตำแหน่งศูนย์ของสเกลเวอร์เนียตรงกับสเกลหลัก

4. จากนั้นหาตำแหน่งที่สเกลเวอร์เนียร์กับสเกลหลักตรงกัน แล้วบันทึกค่าสเกลเวอร์เนียร์นั้น (หรือนับจำนวนช่องของสเกลเวอร์เนียร์จนถึงขีดที่ตรงกัน)
5. สเกลเวอร์เนียร์สเกลแรก que ตรงกับสเกลหลักคือสเกลใด
6. คำนวณหาขนาดของวัตถุที่วัดจากสูตร

ผลการวัด = ค่าสเกลหลัก + (ค่าสเกลเวอร์เนียร์ × ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์)		
(ข้อ 3)	(ข้อ 4)	(ข้อ 1)

ตัวอย่างการอ่านสเกลเวอร์เนียร์ ผลการวัดของวัตถุอันหนึ่งแสดงค่าที่อ่านดังรูป



รูปที่ 5 การอ่านเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

1. หาค่าของสเกลหลัก จากรูปด้านบนขีดที่ศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับสเกลหลักตำแหน่งที่ 1.1 เซนติเมตร (เลยออกมาเล็กน้อยบนสเกลหลัก)
2. หาค่าของสเกลเวอร์เนียร์ ได้จากการนับจำนวนช่องขีดของสเกลเวอร์เนียร์ที่ตรงกับขีดบนสเกลหลักอยู่ที่ขีดที่เท่าใด (13 ช่อง = ขีดที่ 13)
3. ผลการวัด = ค่าสเกลหลัก + {ค่าสเกลเวอร์เนียร์ × ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์ }

**แทนค่า** ค่าสเกลหลัก = 1.1 เซนติเมตร    ค่าสเกลเวอร์เนียร์ = 13    Least count = 0.05 มิลลิเมตร

ฉะนั้น    ผลการวัด = 1.1 เซนติเมตร + (13 × 0.05) มิลลิเมตร


$$= 1.1 \times 10^{-2} \times 10^3 \text{ มิลลิเมตร} + 0.65 \text{ มิลลิเมตร}$$

$$= 11.65 \text{ มิลลิเมตร}$$

#### การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดขนาดของวัตถุ

เวอร์เนียร์เป็นเครื่องมือวัดใช้วัดขนาดของวัตถุ ในการวัด จะต้องให้ผิวด้านหนึ่งของวัตถุแตะพอดีกับปากวัดที่ติดกับสเกลหลัก (ปากวัด C หรือ E) แล้วเลื่อนปากวัดอีกหนึ่งซึ่งเป็นปากวัดที่ติดกับสเกลเวอร์เนียร์ (ปากวัด D หรือ F) ให้มาชิดกับผิวอีกด้านหนึ่งของวัตถุ แล้วหมุนสกรู ยึดสเกลเวอร์เนียร์ให้ติดกับสเกลหลัก จากนั้นจึงอ่านค่าที่วัดได้

ในการวัดขนาดวัตถุที่มีลักษณะต่างกัน จะต้องเลือกใช้ปากวัด หรือปลายแหลม G ให้เหมาะสม เช่น ถ้าจะวัดความยาวของแท่งวัตถุ จะต้องใช้ปากวัด C-D ดังรูป 2.2 ก. ถ้าจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของทรงกระบอกกลวง ก็จะต้องใช้ปากวัด E-F ดังรูป 2.2. ข. และถ้าจะวัดความลึกของวัตถุก็ต้องใช้ปลายแหลม G ดังรูป




ก. วัดความยาวของแท่งวัตถุ      ข. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของทรงกระบอกกลวง      ค. วัดความลึกของวัตถุ

รูปที่ 6 การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดขนาดของวัตถุ

## 2.2 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

เมื่อต้องการวัดความหนาของวัตถุซึ่งมีค่าน้อยมาก ๆ เช่น ความหนาของเส้นผม ความหนาของกระดาษ ความหนาของเส้นลวด เราจะใช้ไมโครมิเตอร์ดังรูป เพราะให้ค่าที่ละเอียดถูกต้อง



รูปที่ 5 ไมโครมิเตอร์

### วิธีอ่านไมโครมิเตอร์

1. หาความละเอียดของไมโครมิเตอร์ โดยสำรวจว่าสเกลไมโครบนทรงกระบอก T มีทั้งหมดกี่ช่อง และต้องหมุนทรงกระบอก T กี่รอบ ทรงกระบอก T จึงจะเลื่อนออก (หรือเข้า) 1 ช่องบนสเกลหลัก ผลหารจะเป็นความละเอียดของไมโครมิเตอร์อันนั้น


ตัวอย่าง ถ้าพบว่าสเกลไมโครมีทั้งหมด 50 ช่อง และต้องหมุนทรงกระบอกรอบ T จำนวน 2 รอบ จึงจะทำให้เลื่อนออกหรือเข้า 1 ช่องมิลลิเมตรบนสเกลหลัก ความละเอียดของไมโครมิเตอร์อันนี้จะเท่ากับ

$$\frac{1}{2 \times 50} = 0.01 \text{ mm หรือ } 0.001 \text{ cm}$$

2. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของขีดศูนย์บนสเกลไมโครมิเตอร์ โดยหมุนทรงกระบอกรอบ T จนแกน B ชนกับแกน A ซึ่งจะมีเสียงดัง “คลิก” แล้วสังเกตขีดศูนย์บนสเกลไมโครว่าตรงกับขีดศูนย์ของสเกลหลักหรือไม่ ถ้าตรงกันพอดีแสดงว่าไม่มีความคลาดเคลื่อน และไม่ต้องแก้ไขใด ๆ แต่ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแล้ว ต้องแก้ไขโดยปรับไมโครมิเตอร์จนขีดศูนย์ตรงกัน การปรับจะใช้ไขควงหมุนที่ปุ่มปรับศูนย์บริเวณปลายแกน D ซึ่งผู้ที่ปรับได้ถูกต้องนั้นต้องมีประสบการณ์มาบ้างพอสมควร

3. นำวัตถุที่ต้องการวัดมาวางแตะปลายแกน A แล้วหมุนทรงกระบอกรอบ T จนปลายแกน B เลื่อนมาแตะขอบวัตถุอีกด้านหนึ่งและได้ยินเสียง “คลิก” ให้ความยาวค่าแรกจากสเกลหลัก จากนั้นหาเศษความยาวโดยสังเกตว่าขีดบนสเกลไมโครมิเตอร์ขีดใดตรงกับขีดบนสเกลหลัก และขณะนั้นทรงกระบอกรอบ T หมุนไปแล้วกี่รอบ คิดเป็นจำนวนช่องที่หมุนไปแล้วก็ช่อง นำจำนวนช่องคูณกับความละเอียดของไมโครมิเตอร์ ค่าความยาวของวัตถุจะเท่ากับผลบวกของค่าที่สอง

ตัวอย่าง เมื่อนำไมโครมิเตอร์ไปวัดความยาวหรือความหนาของวัตถุชิ้นหนึ่ง สเกลหลักและสเกลไมโครมีลักษณะดังรูปที่ 6



รูปที่ 6 การใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาวัตถุ

ถ้าไมโครมิเตอร์อันนี้มีสเกลไมโครทั้งหมด 50 ช่อง และต้องหมุนทรงกระบอกรอบ T จำนวน 2 รอบ จึงจะเลื่อนออกเท่ากับ 1 ช่องมิลลิเมตรของสเกลหลัก ดังนั้นความละเอียดของไมโครมิเตอร์อันนี้จะเท่ากับ

$$\frac{1}{2 \times 50} = 0.01 \text{ mm}$$

จากรูปสังเกตว่าขอบทรงกระบอกรอบ T เลื่อนเลยขีดศูนย์ของสเกลหลักไปอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6 มิลลิเมตร ค่าแรกที่อ่านได้ คือ 5.5 มิลลิเมตร ต่อไปหาเศษความยาว โดยสังเกตว่าขีดที่ 27.5 (เลข 5 ได้จากการประมาณ) บนสเกลไมโคร ตรงกับแกนกลางของสเกลหลัก ดังนั้นเศษความยาวจึงเท่ากับ

$$27.5 \times 0.01 = 0.275 \text{ mm} \text{ ดังนั้น วัตถุชิ้นนี้ยาว } 5.5 + 0.275 = 5.775 \text{ mm} \text{ ตอบ}$$

## อุปกรณ์การทดลอง

1. เวอร์เนียคาลิเปอร์ จำนวน 1 อัน
2. ไมโครมิเตอร์ จำนวน 1 อัน
3. สเฟียโรมิเตอร์ จำนวน 1 อัน
4. วัตถุทรงต่างๆ ที่กำหนดให้ ได้แก่ ทรงกลมตัน (ลูกปิงปอง) ทรงกระบอกกลวง ปลายเล็กและใหญ่ เส้นลวด เลนส์นูน

วิธีการทดลอง ทดลองและบันทึกผลในตาราง แบ่งการทดลองนี้เป็น 4 ตอน

### ตอนที่ 1 เวอร์เนียคาลิเปอร์

1. ใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ( $d_1$ ) เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ( $d_2$ ) ของทรงกระบอกกลวง บันทึกผลการทดลอง และให้ทำการทดลองซ้ำ 5 ครั้ง พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ย
2. ใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดความสูง ( $h$ ) ของทรงกระบอกกลวง บันทึกผลการทดลอง และให้ทำการทดลองซ้ำ 5 ครั้ง พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ย

### ตอนที่ 2 ไมโครมิเตอร์

- 2.1 ใช้ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดและคำนวณหาปริมาตรของเส้นลวด โดยกำหนดความยาว 5 เซนติเมตร ให้ทำการทดลองซ้ำ 5 ครั้ง พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ย
- 2.2 ใช้ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลมตันบันทึกผลการทดลอง ให้ทำการทดลองซ้ำ 5 ครั้ง พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ย
- 2.3 คำนวณหาปริมาตร ( $V$ ) ของทรงกลมตันจากสูตรต่อไปนี้

ปริมาตรของทรงกลม

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad ; \quad r = \text{รัศมีของทรงกลม}$$